

PHILIPS

HearLink

Generationen verbinden



Liebevolle Stimmen natürlich hören

Unser Lebensalter sollte uns nicht daran hindern, tiefe Beziehungen auch zwischen Generationen zu erleben und Verbindungen zu knüpfen.

Philips HearLink hilft Ihnen, besser zu hören, damit Sie mit Menschen aller Altersgruppen eine gemeinsame Basis schaffen und unvergessliche Erlebnisse teilen können. Das sind z. B. Erlebnisse, die bei einem Karaoke-Duett entstehen und Generationen verbinden.

Philips HearLink 9030, 7030 und 5030

Philips HearLink erleichtert das Hören und den Austausch mit anderen Menschen. Damit Sie sich auf die bedeutenden Momente konzentrieren, die Generationen miteinander verbinden.



Mit Menschen in Verbindung

Philips HearLink macht Sprache auch in lauten Umgebungen leichter verständlich. So fällt es uns auch leichter, unsere Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen und uns ineinander einzufühlen. Wir helfen Ihnen, besser zu hören, sodass sich Treffen mit der Familie noch angenehmer und entspannter anfühlen.



HearLink 9030 | 7030 | 5030 MNR T R
Originalgröße

So helfen wir, besser zu hören

Die neuesten Philips HearLink Hörgeräte nutzen die innovative **AI Sound Technologie**. Sie bringt Sie mit Ihren Liebsten aus jeder Generation in Verbindung.



SoundMap 2 Störlärmreduzierung mit der neuen AI Störlärmunterdrückung

Reduziert Hintergrundgeräusche und macht Sprache in lauten Umgebungen verständlich. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden Gespräche jetzt noch klarer.



SoundMap 2 Verstärkung mit dem neuen Sprachausgleich

Verbessert die Klarheit von Sprache in lauten Umgebungen und berücksichtigt Ihre persönlichen Bedürfnisse.

Besser für Sie, besser für die Umwelt

HearLink miniRITE T R laden Sie einfach nachts auf, wachen morgens auf und freuen sich auf einen neuen Tag mit vollem Akku.



Mit der Welt verbunden

Unsere innovative SoundTie 2 Technologie verbindet Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in der Ferne, mit Ihrer Lieblingsmusik und anderen Unterhaltungsmedien.

- Übertragen Sie Anrufe von Ihrem iPhone oder Android™-Smartphone direkt in Ihr Hörgerät.
- Streamen Sie Musik-, Film- und Audiosignale direkt von Ihrem Pad, iPhone und iPod Touch. Streamen Sie auch von Ihren Android-Geräten sowie von Ihrem Fernseher und anderen smarten Geräten.
- Nutzen Sie die Philips HearLink App und regeln Sie die Lautstärke, wechseln das Hörprogramm, finden Ihr Hörgerät, prüfen den Akku-Stand und vieles mehr.

Beige | Taupe



Braun | Taupe



Dunkelgrau | Dunkelgrau



Grau | Dunkelgrau



Taupe | Taupe



Schwarz | Dunkelgrau



Made for

 **iPhone | iPad | iPod**

Works with

android 

Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter hearingsolutions.philips.com/de-de/support/connectivity/compatibility.

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod touch und Apple Watch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play Logo sind eingetragene Marken von Google LLC.

Hinter-dem-Ohr Hörgeräte

Audiologische Technologie	Modell	AI Sound Technologie macht Sprache im Lärm klarer	Verbindet sich mit iPhone, iPad und iPod Touch	Verbindet sich direkt mit Android Smartphones, TV, Tablets	Akku-Lösung	Klein	Schwerer bis hochgradiger Hörverlust	Mittlerer bis schwerer Hörverlust	Leichter bis mittlerer Hörverlust
Premium*	Das intelligente Akku-Gerät MNR T R - 9030-5030	●	●	●	●	●	–	●	●
	Das stylische Akku-Gerät MNR T R - 9010-5010	–	●	–	●	●	–	●	●
	Das Elegante MNR - 9010-5010	–	●	–	–	●	–	●	●
	Das Funktionale MNR T - 9010-5010	–	●	–	–	●	–	●	●
	Das Starke BTE PP - 9010-5010	–	●	–	–	–	–	●	–
	Das Kraftvolle BTE SP - 7020-3020	–	●	–	–	–	●	●	–
	Das Mächtige BTE UP - 7020-3020	–	●	–	–	–	●	●	–
Qualität*	Das Akku-Gerät MNR T R - 3010-2010	–	●	–	●	●	–	●	●
	Das Elegante MNR - 3010-2010	–	●	–	–	●	–	●	●
	Das Funktionale MNR T - 3010-2010	–	●	–	–	●	–	●	●
	Das Starke BTE PP - 3010-2010	–	●	–	–	–	–	●	–

* Alle Modelle streamen den Ton von Android-Smartphones, TV und Tablets mit dem Philips AudioClip. Dieses Zubehör ist separat erhältlich.

Im-Ohr Hörgeräte

Audiologische Technologie	Modell	AI Sound Technologie macht Sprache im Lärm klarer	Telefonspule*	Verbindet sich direkt mit Android	Akku-Lösung	Noch kleiner	Mittlerer bis schwerer Hörverlust	Leichter bis mittlerer Hörverlust
Premium	Das Extrakleine IIC - 9000- 5000	–	–	–	–	●	–	●
	Das Diskrete CIC - 9000- 5000	–	–	–	–	●	–	●
	Das Wandelbare ITC - 9000- 5000	–	●	–	–	●	●	●
Qualität	Das Extrakleine IIC - 3000-2000	–	–	–	–	●	–	●
	Das Diskrete CIC - 2000	–	–	–	–	●	–	●
	Das Wandelbare ITC - 3000-2000	–	●	–	–	●	●	●

* Telefonspule als optionales Feature verfügbar

