



# Beratungsübersicht Starkey

Welcher Im Ohr-Typ sind Sie?

Das Highlight meines Im-Ohr Gerätes

Weltweit erstes 2,4 GHz Im-Ohr Akkühörystem mit integrierten Sensoren und Künstlicher Intelligenz	Einsteiger mit Akku Technologie	Das kleinste Im-Ohr System	Traditionelle Im-Ohr Systeme
<p><b>Livio Edge AI</b> verschafft mir Sicherheit, ermöglicht Verstehen in allen Situationen und lässt sich ganz einfach bedienen. Mit Livio Edge AI fühle ich mich mit allen verbunden.</p>	<p>Dank <b>Livio</b> höre ich nicht nur wieder gut, sondern mit dem Akku brauche ich auch keine Batterien mehr.</p>	<p>Mein <b>SoundLens Synergy iQ</b> ist so klein und unauffällig, dass keiner sieht wie gut ich höre.</p>	<p>Die <b>Muse</b> Familie bietet mir optimales Hören, zusätzliche Hilfe mit dem Zubehör und eine Bauform nach meinen Ansprüchen.</p>
<p>Akku Im-Ohr System ITC &amp; ITE</p>		<p>IIC &amp; micro CIC</p>	<p>CIC ITC ITE</p>

Merkmale	Kundennutzen	Livio Edge AI 2400	Livio AI 2000	Livio AI 1600	Livio AI 1200	Livio AI 1000	Livio 1200	Livio 1000	SoundLens Synergy iQ i2400	SoundLens Synergy iQ i2000	SoundLens Synergy iQ i1600	Muse iQ i2400	Muse iQ i2000	Muse iQ i1600	Muse iQ i1200	Muse iQ + Muse i1000
		Thrive							Synergy			Synergy				
<b>Mein Hörsystem verschafft Sicherheit</b>																
Sturzerkennung	Mehr Sicherheit im Alltag, für Sie und die Angehörigen	●														
Caregiver App	Teilen Sie auf Wunsch Gesundheitsinformationen mit Vertrauenspersonen	●														
Akustische Erinnerung	Sprachansagen erinnern an z. B. Medikamenten-Einnahme, Termine etc.	●	●	●												
Mentaler Fitness Score	Training der mentalen Fitness als Demenz-Prävention	●	●	●	●											
Aktivitätstracker	Halten Sie Ihren Körper fit	●	●	●	●	●										
<b>Mehr als nur ein Hörsystem/Künstliche Intelligenz – mein Hörsystem ist mein Assistent</b>																
Edge Modus	Verbessert durch Doppeltipp aufs Ohr das Hörerlebnis in komplexen Hörsituationen	●														
Thrive Assistent	Sprachgesteuerter persönlicher Assistent	●														
Sprachübersetzung	Überwinden Sie Sprachbarrieren, Übersetzung von 27 Sprachen	●														
Sprache-zu-Text	Wandelt das gesprochene Wort in Schriftform um – E-Mails/SMS etc.	●	●													
Tipp-Steuerung	Keine Knöpfe – innovatives Bedienen der Hörsysteme	●	●	●	●	●										
Automatische On/Off Funktion	Komfortable Nutzung – Stromsparen bei Nichtnutzung	●	●	●	●	●										
<b>Mein Hörsystem hat den besten Klang</b>																
Edge Modus	U. a. werden störende Umgebungsgeräusche per Doppeltipp reduziert	★★★★★														
Musik Automatik	Optimaler Klanggenuss durch automatische Einstellung auf Musik	★★★★★	★★★★	★★★					★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★		
Verstehen im lauten Störgeräusch	Optimales Hören von Sprache in schwierigen Hörsituationen	★★★★★	★★★★	★★★	★★		★★		★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	
Hearing Reality	Intelligente Unterteilung der Umgebungsgeräusche	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★								
Windgeräusche	Reduzierung von Windgeräuschen	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
Impulsschall	Erkennt und reduziert Impulsschall, z.B. lautes Geschirrkloppern	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★								
<b>Mein Hörsystem ist komfortabel</b>																
Sprachsteuerung	Stellen Sie durch Sprachbefehle z. B. die Lautstärke Ihrer Hörsysteme um	●														
Akku Geräte erhältlich	Komfortable Akku-Lösung – kein Batteriewechsel mehr notwendig	●	●	●	●	●	●	●								
E2E Steuerung	Nur ein Hörsystem muss bedient werden, um auch das andere zu steuern	●	●	●	●	●	●	●	optional	optional	optional	●	●	●	●	●
Selbsttest	Das Hörsystem führt einen technischen Test der Komponenten durch	●	●	●	●	●	●	●								
Hearing Care Anywhere	Einstellung der Hörsysteme über eine Fernwartung	●	●	●	●	●	●	●								
Thrive App	Die innovative App für Ihr Smartphone	●	●	●	●	●	●	●								
Android und Apple Streaming	Praktisches Streamen direkt auf die Hörsysteme ohne Zubehör	●	●	●	●	●	●	●								
2.4 GHz Zubehör	Kabellose Anbindung an externe Geräte (TV, CD-Player etc.)	●	●	●	●	●	●	●								
900 MHz SurfLink Zubehör	Kabellose Anbindung an externe Geräte (TV, CD-Player etc.)								optional	optional	optional	●	●	●	●	●



# Beratungsübersicht Starkey

Farbvarianten, abhängig vom Modell




Best of the art Soundqualität Features finden Sie in allen unserem Hörsystemen

Merkmale	Kundennutzen	Livio Edge AI 2400	Livio AI 2000	Livio AI 1600	Livio AI 1200	Livio AI 1000	Livio 1200	Livio 1000	SoundLens Synergy iQ i2400	SoundLens Synergy iQ i2000	SoundLens Synergy iQ i1600	Muse iQ i2400	Muse iQ i2000	Muse iQ i1600	Muse iQ i1200	Muse iQ + Muse i1000
		Thrive						Synergy			Synergy					
<b>Soundqualität</b>																
Spatial Speech Enhancemant	Bester Raumklang durch Austausch von Informationen zwischen den Hörsystemen	★★★★★	★★★★	★★★					★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★		
Mehrmikrofontechnologie	Wissen, wo die Geräusche herkommen	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★				optional erhältlich, da die Baugröße beeinflusst wird				
Störgeräusche	Erkennung und aktive Reduzierung von Störgeräuschen	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
Rückkopplungsauslöschung	Reduziert das störende Pfeifen von Hörsystemen	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
Speech Shift	Hochtönige Signale werden wieder hörbar gemacht	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
Ruhe	Entspanntes Hören in Ruhe	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
Kanäle	Je mehr Kanäle, desto feiner die Klangverarbeitung	24	20	16	12	10	12	10	24	20	16	24	20	16	12	10

## Kompatibilität

### Unabhängigkeit für den Kunden & Sicherheit für die Angehörigen



Thrive Hearing App



Kostenlose Thrive App für das Smartphone. Die Thrive App ist eine benutzerfreundliche App, welche für die Verwendung der Livio AI und Livio Hörsysteme entwickelt worden ist. Fernsteuern, AudioStreaming und auch die Abbildung des Fitness Scores oder Terminerinnerungen sind hiermit möglich.

**thriveCare**  
For the people who care about you

Die Thrive Care App gibt denjenigen, mit denen der Kunde Informationen austauschen möchte, ein beruhigendes Gefühl und hilft diesen gleichzeitig, sich sicher und unabhängig zu fühlen. Kompatibel mit Livio Edge AI Hörsystemen.

### Zubehör: 2.4 GHz – Kompatibel mit Thrive-Hörsystemen



#### Konferenz Mikrofon

Gespräche in großen Runden werden direkt ins Hörsystem übertragen.



#### TV

Streamt elektronische Audioquellen, wie z. B. TV, auf die Hörsysteme.



#### Remote Microphone +

Besonders geeignet für besseres Hören in Umgebungen mit hoher Lautstärke. Inkl. Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung des Telefonates



#### Mini Remote Microphone

Kann neben dem Lautsprecher platziert auch als TV-Streamer genutzt werden.



#### Remote

Für ein unkompliziertes Einstellen von Hörprogrammen und Lautstärke.

### Zubehör: 900 MHz SurfLink – kompatibel mit Synergy Hörsystemen



#### SurfLink Mini Mobile

Für einfaches Einstellen und Anpassen der Hörsysteme – mit Streaming-Funktion und Bluetooth Schnittstelle zur Telefonübertragung.



#### SurfLink Media 2

Perfekte und drahtlose Lösung für Audio-Streaming in bester Qualität.



#### SurfLink Fernbedienung

Ermöglicht einfache Handhabung der Hörprogramm- und Lautstärkeinstellungen.



#### SurfLink externes Mikrofon 2

Das diskrete Mikrofon überträgt die Stimme des Gesprächspartners direkt auf das Hörsystem.