



Highlights Motion IX Familie

- Entwickelt für Gespräche in der Gruppe
- Akkupower je nach Modell bis zu 70 Stunden
- Integrierte Akustik-Bewegungssensorik
- Automatisches Ausschalten im Ladegerät, automatisches Einschalten bei Entnahme
- Bluetooth Direct Streaming für iOS & Android mit LE Audio und ASHA
- Robuste Bauart, für jede Hörminderung
- Digitale Unterstützung durch den Signia Assistant
- Hands-free Telefonie
- Own Voice Processing 2.0 (OVP 2.0) für die Erkennung beteiligter GesprächspartnerInnen und natürliche eigene Stimme



Motion M

Motion P

Motion SP

Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen HörgeräteträgerInnen mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug. Signia. Be Brilliant.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

¹ EuroTrak Hörstudie Deutschland 2022 im Auftrag der BVHI (<https://www.ehima.com/surveys/>).

² Jensen et al. (2023). Power the conversation with Signia Integrated Xperience and RealTime Conversation Enhancement. Signia White Paper.



Die Signia App ist kompatibel mit iOS und Android. Der Download aus dem Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

Sie finden uns unter:



signia.net



facebook.com/SigniaHearingGermany



youtube.com/SigniaHearing



instagram.com/Signia.Deutschland

Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen

10248379 | Gedruckt in Deutschland
© 08.2025 Signia GmbH



Motion M



Für alle, die Gespräche lieben

Hören ist Kommunikation. Und Kommunikation verbindet Menschen. Doch nur, wenn wir alle um uns herum wirklich verstehen, können wir ein Wir-Gefühl aufbauen.

Aus der EuroTrak Hörstudie¹ wissen wir, dass das Verstehen in der Familie oder im Freundeskreis besonders schwer ist, wenn viele gleichzeitig durcheinander sprechen.

Genau hier liegt die Stärke von Motion IX. 95% der Testpersonen zeigten eine verbesserte Leistung in einem Gruppengespräch-Szenario mit IX Technologie und Multi-Beamformer².





3 Schritte zum neuen Wir-Gefühl

Diese Hörgeräte nehmen es locker mit mehreren SprecherInnen gleichzeitig auf. Mit ihrer einzigartigen Integrated Xperience Technologie machen sie aus turbulentem Chaos anregende Gruppengespräche.

Analyse

IX Hörgeräte erkennen Richtung und Anzahl von Personen, die an Ihrem Gespräch beteiligt sind. Die Analyse von 192.000 Datenpunkten pro Sekunde macht das möglich.

Ausrichtung

Mit dem Multi-Beamformer erfassen die Hörgeräte Ihre GesprächspartnerInnen und bleiben dauerhaft auf sie fokussiert – auch in Bewegung.

Adaption

Mit rund 1.000 Aktualisierungen pro Sekunde stellen wir sicher, dass sich Ihre Hörgeräte an jede noch so kleine Veränderung anpassen.

Die Motion IX Familie

Motion Charge&Go M IX

Motion Charge&Go M IX ist ideal für mittlere Hörminderungen. Kleiner als P und SP, leichter, diskreter – aber ebenso aufladbar und mit voller IX Leistung für herausfordernde Gruppengespräche.

Motion Charge&Go P IX

Motion Charge&Go P IX bietet genug Power für mittel- bis hochgradige Hörminderungen und komfortable Aufladbarkeit. Die innovative IX Technologie sorgt für brillante Gespräche – auch in turbulenten Umgebungen.

Motion Charge&Go SP IX

Motion Charge&Go SP IX ist die perfekte Lösung für stärkste Hörminderungen. Mit Super Power, beeindruckender Akku-Kapazität von bis zu 70 Stunden und IX bietet es Leistung und Zuverlässigkeit für besondere Bedürfnisse.



Brillant und komfortabel

Alle Motion Charge&Go Modelle sind komfortabel in einem der dazu passenden Ladegeräte (Charger) aufladbar, lästiger Batteriewechsel entfällt. Der leistungsfähige Lithium-Ionen-Akku bringt Sie sorgenfrei durch den Tag, je nach Modell mit bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit.

Desktop Charger Motion: Das Basisgerät für besonders leichtes Einsetzen in die Ladestation

Dry&Clean Charger Motion: Die 3-in-1-Lösung für Aufladen, Trocknen und Desinfizieren in einem




Desktop Charger



Dry&Clean Charger


Unsere App, Ihr digitaler Helfer



Die Signia App vereint eine Vielzahl von Funktionen auf einer übersichtlichen Bedienoberfläche.



Mit Mein Wohlbefinden bietet Ihnen die App die Funktionen eines Aktivitätstrackers. Die in Ihren Hörgeräten verbauten Sensoren erfassen in den Kategorien Schritte, Aktivitäten, Tragezeit und Unterhaltungen, wie aktiv Sie in Ihrem Alltag sind.



Der integrierte Signia Assistant ist Ihr rund um die Uhr verfügbarer, digitaler Ansprechpartner mit künstlicher Intelligenz, der für Sie Klanganpassungen sowie weitere Einstellungen vornimmt. Und Sie so in schwierigen Hörsituationen unterstützt.